



**Ideal
auf Reisen!**



Artikel-Nr.: ECONO 5100
Farbe: bronze

Bettgriff Eco-Rail

- Der superleichte Bettgriff

- in kleine ineinanderklickbare Einzelteile zerlegbarer Bettgriff
- wiegt weniger als 1 kg
- rutschfester, formschöner gepolsterter Handgriff
- Bettgriffüberzug mit Taschen für praktische Aufbewahrung von notwendigen Kleinigkeiten
- verpackt in einer Tasche (Maße: 45 x 31 x 4 cm)
- Sicherheitsgurt

Technische Daten:

Material: gehärtetes, eloxiertes Flugzeugaluminium

Gewicht: 680 g, belastbar bis: 136 kg

Griffhöhe: 54,6 cm

Griffbreite: 40,6 cm an der Basis bis 30,5 cm an der Spitze

Maße: 50,8 cm Tiefe x 40,6 cm Breite



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!



**Ideal
auf Reisen!**



Artikel-Nr.: TRAIL 5000
Farbe: schwarz

Bettgriff Adv-Traveler

- einfach aufklappen und fertig

- ergonomischer gepolsterter Handgriff
- Überzug mit 4 Aufbewahrungsfächern
- gut für Reisen, einfache Aufbewahrung
- Sicherheitsgurt
- zusammenklappbar, wiegt nur 3 kg

Technische Daten:

Höhe: 55,8 cm


Breite: 43,18 cm

Maße: 53,34 cm x 43,18 cm


Gewicht: 3 kg

Belastbar bis: 181 kg


Geeignete Betttypen: Anbringbar an jedes Bett oder Krankenbett mit dem beigelegten Sicherheitsgurt



Leichtes Aussteigen aus dem Bett.



Aufbewahrungsfächer in Greifnähe.



Zusammenklappbar.